

介護見守りスピーカー（PC版）

かんたん操作のマゴスピーカーで大切なひとを見守るサービス

大切なことは、声で心に伝えるほうがいい。
おばあちゃんが私に教えてくれたこと。

専用サイト（PC、タブレット）から、複数の対象者を見守ることがきます

見守られるひと：マゴスピーカーにアルカリ乾電池（単4×4本）を入れ、ACアダプターをコンセントに差すだけ。
見守るひと：パソコン又はタブレットPCで専用サイトにアクセスするだけでマゴスピーカーを制御できます。

複数のマゴスピーカーに（一斉、個別）配信



地震がありましたか?
ご無事ですか?

こちらは
無事です

複数の返信を集約



4つの特色

①かんたん操作

通信機能を内蔵し電源を入れるだけで使えます！
操作は3つのボタンを押すだけ、高齢者でも安心！

②音声通信と安否確認

安否確認は無事ボタンで応答できます！助けてボタンを使えば声で状況を説明することができます！

③赤外線センサー

赤外線人感センサーを内蔵しているので、一定時間動きが確認できない場合、管理者に通報します！

④AIによる自動制御

通知を送信するときは文字を声に、助けてボタンを押した時は声を文字にAIが自動変換します！また、録音音声の内容を分析し緊急度を通知します！

ご利用料金

月額料金：2,200円（税込）

- ・マゴスピーカー1台のご利用料金です
 - ・このプランのお申込みは、マゴスピーカーを2台以上をお使いになることが条件となります
 - ・月額料金にはマゴスピーカーの通信料金を含みます
- マゴスピーカー送料：着払い

ご注文・お問い合わせ

株式会社 ライフェスタ 酒井学雄（さかいのりお）

電話番号：090-3225-7699

Eメール：sakai@lifesta.co.jp

営業時間：月～金（9:30～17:30）祝祭日：休み

所在地：〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目9-6
徳力本店ビル7階



ご高齢者や障害者の見守りを強化したい

「介護見守りスピーカー」がお役に立ちます!!

インターネット通信網を使い、音で情報を伝えるデバイスです

マグスピーカーのシンプルな外観と高度な機能



赤外線人感センサー内蔵（事件事故の防止）

- ▶ 操作はボタン4つ(上面3つ、背面1つ)だけ
 - ・無事ボタン(上面の緑色のボタン)・・・無事・了解の送信を行います
 - ・助けてボタン(上面の赤色のボタン)・・・緊急通知と、音声の録音・停止・送信を行います
 - ・再生ボタン(上面の耳のイラストのボタン)・・・受信した音声を再度聞くことができます
 - ・音量調整ボタン(背面の黒いボタン)・・・音量を3段階(大・中・小)で変更できます
- ▶ 上面に設置されたマルチカラーLEDの点灯や点滅で視覚的に着信や要返信をお知らせします
- ▶ 扱いやすい、丸みを帯びたデザインとやさしい手触りと適度な重さを採用しています
- ▶ 前面に赤外線人感センサーを内蔵しており様々な用途で活用できます
- ▶ 電源はACアダプターと停電時用バックアップ電源(単4アルカリ乾電池4本)の2電源方式
- ▶ 安心の国内メーカー製造(各種性能試験をクリアしています)
- ▶ **TAISコード(福祉用具情報システム)取得(令和3年4月) 02023-000001**
- ▶ 背面に拡張ポートを内蔵しており他の機器類を接続して制御可能です(オプション機能)

専用サイト「介護見守りダッシュボード」

マグスピーカー 介護見守りダッシュボード

Master Admin 管理者 ログアウト

メッセージ作成 スケジュール送信 助けてボタン 送信履歴 定型文管理 端末ステータス 設定

助けてボタン 未対応 5件 [すべて見る](#)

受信日時	端末ID	ユーザー情報	音声	操作
2025年11月20日 17:57	001154	呉業楽太郎	さっきから気持ちが悪くて吐きそうなんです、誰か来てませんか？	詳細を見る
2025年11月20日 11:21	001179	呉業楽雲		詳細を見る
2025年11月19日 19:07	001154	呉業楽太郎	会議中です会議中です 今会議中に試験してます	詳細を見る
2025年11月19日 19:07	001135	田中	ご視聴ありがとうございます	詳細を見る
2025年11月14日 15:15	001154	呉業楽太郎	新しいマグスピーカー介護用システムのデモです。	詳細を見る

端末ステータス

グループ [全グループ](#) [下妻西部](#) オンライン状態 [全て](#) [オンライン](#) [オフライン](#)

端末ID	ステータス	最終確認日時	ユーザー名	グループ名	電話番号	センサー数	アラート
001132	オンライン	2025/12/2 21:03:11	TK	-	243-0203	0	
001135	オンライン	2025/12/2 21:03:11	田中	-	-	8	
001154	オンライン	2025/12/2 21:03:11	呉業楽太郎 くればらくたろう	下妻西部 下妻市の西部地区の要介護者	-	536	
001179	オフライン	2025/12/2 21:03:11	呉業楽雲 くればらくたろう	下妻西部 下妻市の西部地区の要介護者	-	64	
001194	オンライン	2025/12/2 21:03:11	試験太郎 しけんたろう	-	-	13	

最新の送信履歴 [すべての履歴を見る](#)

送信日時	タイプ	タイトル・内容	配信サマリー	配信先	操作
2025年11月26日 20:05	安全確認	テストの定型文 テストの定型文です	総配信: 1件 成功: 1 OK: 1 SOS: 0	個別: 1件	操作

1画面で全体を把握できます！

設置者がマグスピーカーの「助けて」ボタンを押して録音した音声はAIが解析して文章化し、元の音声と共に通知されます。

マグスピーカー設置者全体の通信状況や赤外線人感センサーによる動態状況などを確認することができます。

マグスピーカーに通知を送信した履歴と、その通知が無事に再生されたか否かの結果を把握することができます。